

# ASPIRADOR DE FLEMAS

Modelo: **OA39EA**



## Descripción

El aspirador de flemas eléctrico es una nueva generación de dispositivos de aspiración de lubricación libre de aceite, que es adecuado para el paciente que tiene dificultad para eliminar flemas debido a enfermedades, coma y operación, así como la aspiración de líquidos tales como pus y sangre durante la práctica clínica, es el dispositivo médico comúnmente aplicado para su uso en la sala de emergencias, sala de operaciones y para la enfermería en la sala de salud y la atención médica a domicilio. Brindará tranquilidad y confianza y está diseñado para adultos mayores con algún problema respiratorio.

### Contenido

1. Aspirador eléctrico
2. Conductor de succión
3. Catéter de succión(7E-A) (F8, F12)
4. Catéter de succión(7E-B) (F8)
5. Tubo de fusible 2 piezas
6. Filtro de aire 2 piezas
7. Manual del usuario

### Especificaciones generales

- Voltaje ac 220 v  $\pm$  10%, 50 hz  $\pm$  2% de la potencia de entrada 90 va
- Ruido valor de presión negativa  $\pm$  65 dbmax
- Tasa 0.075 m papumping  $\pm$  : 151/ min
- Volumen jug: 1000 ml
- Capacidad de frasco 1000 ml
- Ruido menor a 60 db
- Capacidad de succión: 18 litros por minuto

### Especificaciones de Producto

Dimensiones aprox.

Alto	46 cm
Ancho	28 cm
Largo	20 cm
Peso	7 kg



Accesorios que incluye



Reloj indicador de volumen

### Composición

Armado en estructura de plástico resistente anti corrosión

Frasco de plástico graduado con capacidad de 1000 ml

Tubo suave (ipc, 2m de largo, 2 mm de espesor, 12 mm de diámetro).

### Garantía

3 meses (contra defecto de fabrica)

### Aplicaciones

1. Hospitales
2. Consultorios
3. Hogares

### Especificaciones de Producto

Dimensiones aprox.		Unidad: Caja
Alto	48 cm	
Ancho	42 cm	
Largo	43 cm	
Peso	7.5 kg	

¿Necesita ayuda?

Tel: 81 8340 4668

www.magni-med.com



Prolongación las Torres no. 121  
Regio Parque Industrial Sta. Catarina  
Santa Catarina, N.L. C.P. 66367