


# BATA QUIRÚRGICA

Modelo: **OA27113**



## Descripción

La bata es resistente a los fluidos y ofrecen una protección económica, cómoda y confiable. Este es el producto estándar para hospitales y entornos de laboratorio donde la persona necesita protección moderada contra la contaminación infecciosa o química.

### Contenido

1. Bata

### Garantía

Contra defecto de fabrica

### Especificaciones de Producto

Dimensiones aprox.

Alto	102 cm
Ancho	65 cm
Manga	56 cm
Peso	28 gr

### Aplicaciones

1. Hospitales
2. Laboratorios
3. Uso médico en general

### Composición

1. Tela sms de 28 gr desechable no estéril de polipropileno (100%), color azul.
2. Cintas de polipropileno (100%) para ajuste en la espalda, puños de calcetín en mangas y broches de presión o velcro en cuello.

### Especificaciones de Producto

Dimensiones aprox.      Unidad: Caja

Alto	35 cm
Ancho	30 cm
Largo	40 cm
Peso	2.7 Kg



### ¿Necesita ayuda?

Tel: 81 8340 4668

[www.magni-med.com](http://www.magni-med.com)



Prolongación las Torres no. 121  
Regio Parque Industrial Sta. Catarina  
Santa Catarina, N.L. C.P. 66367