

BAUMANOMETRO DIGITAL DE BRAZO

Modelo: **OA7001**



Descripción

Instrumento que permite medir la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias. Su nuevo monitor digital de presión arterial utiliza el método oscilo métrico de medición de presión sanguínea. Esto significa que el monitor detecta el movimiento de su sangre a través de la arteria braquial y convierte los movimientos en una medida digital. Un monitor oscilo métrico no necesita estetoscopio. Así que el monitor es de uso sencillo. Este monitor de presión automático puede medir la presión sistólica, presión diastólica y pulso. El inflado automático reducirá la incomodidad sentida por el inflado incorrecto, acortará el tiempo de medición y prolongará el tiempo del uso del brazalete. Utiliza cuatro baterías AA.

Contenido

1. Unidad de medición
2. Brazalete
3. Manual de Instrucciones

Especificaciones de Producto

Dimensiones aprox.	
Alto	14 cm
Ancho	13.2 cm
Largo	10 cm
Circunferencia Brazalete	
Minima	22 cm
Máxima	32 cm
Peso aprox.	219 g

Especificaciones generales

Pantalla digital LCD.

Método de medición: oscilométrico.

Localización de mediciones: Brazo superior.

Rango de medición Presión: 0-299 mmHg (0-39.9kPa) Pulso: 40 a 165/min.

Presición: Presición: 3 mmHg (0+0.4kPa) Pulso: 5% de medición.

Memoria: 60 lecturas por usuario.

Apagado automático: En 3 minutos.

Ambiente de operación: 5° C - 40°C, 15%-85% RH, Presión aérea: 86kPa- 106kPa.

Ambiente de almacenamiento: 20°C- +55°C, 10%-85% RH.

Fuente de alimentación: Pilas "AAA" de 1.5 V.



Características técnicas de adaptador:
 Tensión de salida: 6V +- 5%
 Corriente máxima de salida: Al menos 600mA
 Polaridad del enchufe de salida: <+> interior
 Diámetro exterior: 5.5mm 0.1mm
 Diámetro interno: 2.1mm 0.1mm



Funciona con dos pilas "AAA" de 1.5 V.



Puño grande ajustable para adultos mayores y adolescentes.

Composición

- Armado en estructura de plástico resistente anti corrosión.
- Brazalete de plástico 9" - 17" (22 - 42 cm) de circunferencia.
- Tubo de PVC de aprox. 8.7" - 12.6" (22 - 32 cm).

Garantía

3 meses (contra defecto de fabrica)

Aplicaciones

1. Hospitales
2. Consultorios
3. Hogares

Especificaciones de Producto

Dimensiones aprox.		Unidad: Caja
Alto	18 cm	
Ancho	10 cm	
Largo	10 cm	
Peso	2 kg	

¿Necesita ayuda?

Tel: 81 8340 4668
www.magni-med.com

Prolongación las Torres no. 121
 Regio Parque Industrial Sta. Catarina
 Santa Catarina, N.L. C.P. 66367