

BAUMANOMETRO DIGITAL DE MUÑECA

Modelo: **OA7002**



Descripción

Instrumento de control compacto y cómodo que permite medir la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias. Se puede obtener mediciones más exactas posicionando la muñeca hasta el nivel del corazón.

Contenido

1. Unidad de medición
2. Brazaletes
3. Manual de Instrucciones
4. Estuche de plástico

Especificaciones de Producto

Dimensiones aprox.

Alto	7.2 cm
Ancho	6.5 cm
Largo	2.7 cm
Circunferencia Brazaletes	
Minima	13.5 cm
Máxima	19.5 cm
Peso aprox.	105 g

Especificaciones generales

Pantalla digital LCD.

Método de medición: oscilométrico.

Localización de mediciones: Muñeca

Rango de medición Presión: 20-280 mmHg Pulso: 40 a 165/min.

Presición: Presición: 3 mmHg 0+0.2 de lectura Pulso: 5% de lectura.

Memoria: 60 lecturas por usuario.

Presurización: Modo automático, Descompresión: Modo automático

Ambiente de operación: 10% C - 40°C (50°F - 104°F)
40%-85% RH.

Ambiente de almacenamiento: -20°C- +50°C (-4°F - 122°F)
15%-90% RH

Fuente de alimentación: Pilas "AAA" de 1.5 V.



Cuenta con un estuche protector de plástico



Velcro en el brazalete para mejor ajuste

Composición

Armado en estructura de plástico resistente anti corrosión.

Brazalete de plástico 9" - 17" (22 - 42 cm) de circunferencia.

Tubo de PVC de aprox. 8.7" - 12.6" (22 - 32 cm).

Garantía

3 meses (contra defecto de fabrica)

Aplicaciones

1. Hospitales
2. Consultorios
3. Hogares

Especificaciones de Producto

Dimensiones aprox. Unidad: Caja

Alto 12 cm

Ancho 12 cm

Largo 12 cm

Peso 130 g



¿Necesita ayuda?

 Tel: 81 8340 4668

 www.magni-med.com



Prolongación las Torres no. 121
Regio Parque Industrial Sta. Catarina
Santa Catarina, N.L. C.P. 66367