

BOLSA PARA COLOSTOMIA DRENABLE CON ARO

Modelo: **OA2026**



Descripción

Bolsa drenable, para el sistema de 2 piezas para colostomía e ileostomía compuesta de cuatro capas, cada una de ellas con propiedades específicas que eliminan los ruidos y malos olores haciéndola más discreta y cómoda. La bolsa posee un exclusivo aro de seguridad móvil que garantiza la sujeción, facilita acoplamiento y remoción a la barrera protectora. Este mecanismo de cierre brinda seguridad sin aplicar alta presión sobre el abdomen.

Contenido

1. Bolsa

Especificaciones de Producto

Dimensiones aprox.

Alto	28.7cm +/- 2 mm
Ancho	14.3 cm +/- 2 mm
Cuello	6.4 cm. +/- 2 mm.
Peso	-

Composición

1. Bolsa Adulto para colostomía e ileostomía, drenable, conformada por 4 capas de plástico Cloruro de Polietileno Tratado (CPE), Etileno Acetato de Vinilo (EVA), Poli vinilo Dicloruro (PVDC) anti olor, Etileno Acetato de Vinilo (EVA), con aro móvil y Clic audible de seguridad de ensamble de 60mm, con tela no tejida de poliéster en cara interna, con pinza adherible para cierre.

Garantía

Contra defecto de fabrica

Aplicaciones

1. Hospitales
2. Uso médico en general
3. Hogar

Especificaciones de Producto

Dimensiones aprox. Unidad:

Alto	N/A	
Ancho	N/A	
Largo	N/A	
Peso	N/A	

¿Necesita ayuda?

 Tel: 81 8340 4668

 www.magni-med.com



Prolongación las Torres no. 121
Regio Parque Industrial Sta. Catarina
Santa Catarina, N.L. C.P. 66367