

BOLSA PARA COLOSTOMIA SENCILLA CON BARRERA Y CIERRE

Modelo: **OA2035**



Descripción

Sistema colector de una pieza para colostomía e ileostomía. Con barrera protectora redonda, más gruesa en el centro para permitir mejor absorción, la cual posee estructura radial y borde biselado para facilitar adaptación y flexibilidad cuyo adhesivo es en forma de espiral que combina alternadamente un polímero que ofrece seguridad por tiempo prolongado debido a su capacidad de adhesión y cohesión, y un hidrocoloide que garantiza una excelente absorción de la humedad de la piel.

Debido a sus propiedades flexible permite su completa adaptación a los movimientos de la piel, su capacidad de absorción reduce el riesgo de maceración e irritaciones de la misma. Además, es recortable de 25 a 60 mm para adaptarlo al tamaño y forma de la estoma.

Contenido

1. Bolsa

Especificaciones de Producto

Dimensiones aprox.

Alto	-
Ancho	-
Cuello	-
Peso	-

Composición

1. Bolsa Adulto para colostomía e ileostomía, abierta, opaca, corrugada, con tela no tejida de poliéster en cara interna, con barrera protectora, que combina Poliisobutileno, Estireno/sopreno-Estireno, Adherentes, Carboximetil Celulosa Sódica e Hidrocoloides, redonda, con bordes biselados, plana, flexible, recortable de 25 hasta 60 mm, con pinza adherible para cierre.


Garantía

Contra defecto de fabrica

Aplicaciones

1. Hospitales
2. Uso médico en general
3. Hogar

Especificaciones de Producto

Dimensiones aprox.		Unidad:
Alto	N/A	
Ancho	N/A	
Largo	N/A	
Peso	N/A	

¿Necesita ayuda?

Tel: 81 8340 4668
www.magni-med.com

Prolongación las Torres no. 121
 Regio Parque Industrial Sta. Catarina
 Santa Catarina, N.L. C.P. 66367