


BOTA QUIRÚRGICA

Modelo: **OA27124**



Descripción

Bota quirúrgica de tela no tejida 100% de polipropileno tipo SMS de 35 g/m2 mínimo impermeable a la penetración de líquidos y fluidos antiestática con dos cintas de sujeción.

Contenido

1. Bota Quirúrgica

Garantía

Contra defecto de fabrica

Especificaciones de Producto

Dimensiones aprox.

Alto	38 cm
Ancho	42 cm
Cinta	46 cm
Talla	Unitalla
Peso	35 gr

Composición

1. Tela sms quirúrgica de 35 g/m2 desechable no estéril de polipropileno (100%), color azul.

Aplicaciones

1. Hospitales
2. Laboratorios
3. Uso médico en general

Especificaciones de Producto

Dimensiones aprox. Unidad: Caja

Alto	35 cm
Ancho	30 cm
Largo	40 cm
Peso	7.25 Kg



¿Necesita ayuda?

Tel: 81 8340 4668

www.magni-med.com



Prolongación las Torres no. 121
Regio Parque Industrial Sta. Catarina
Santa Catarina, N.L. C.P. 66367