

CAMA DE HOSPITAL ELÉCTRICA

Modelo: **OA43230**



Descripción

Esta cama de hospital está diseñada con la finalidad de brindar comodidad al paciente gracias a su diseño ergonómico y con funcionalidad que le permitirá utilizarla en su propio hogar. Cuenta con un sistema eléctrico de elevación de tres posiciones dirigidas a través de su control remoto, por lo que fácilmente se puede coordinar el movimiento de la altura de la cama, así como la posición deseada para la cabeza y los pies. Sus 4 llantas de goma cuentan con freno en cada una de ellas para mayor seguridad.



Contenido

1. Estructura cama
2. Cabecera
3. Piecera
4. Cuatro ruedas
5. Motor eléctrico de tres posiciones
6. Control
7. Barandales pegables
8. Tornillos de 1/2 y 9/6

Especificaciones de Producto

Dimensiones aprox.

Alto	
Alto mínimo base:	38 cm
Alto máximo base:	70 cm
Alto canecera base:	78 cm
Largo	202 cm
Ancho	
Cabecera / Piecera:	91 cm
Ajuste de posición de espalda	75°
Ajuste de posición de piernas	45°
Peso aprox.	83 Kg



Ruedas giratorias de 5" con frenos de seguridad.



Control alámbrico para ajustar altura y el ángulo de cabecera y piecera.



Caja de control



Barandales pegable hacia la derecha en ambos lados de la cama.

Composición	Peso soporta
Estructura de acero (100%) esmaltado color beige.	150 KG
Cabecera y piecera de PVC (48%) color blanco y cafe.	
Barandales pegables de aluminio (80%) recubrimiento en polvo	
Ruedas de silicón de 5" (12.7 cm).	
Motor con voltaje de salida 110 v.	

Garantía
6 meses (contra defecto de fabrica)

Aplicaciones
1. Hospitales
2. Consultorios
3. Hogares

Especificaciones de Producto		Unidad: Caja
Dimensiones aprox.		
Alto	31 cm	
Ancho	94 cm	
Largo	202 cm	
Peso	91 kg	

¿Necesita ayuda?

Tel: 81 8340 4668
www.magni-med.com

Prolongación las Torres no. 121
 Regio Parque Industrial Sta. Catarina
 Santa Catarina, N.L. C.P. 66367