

COLCHÓN ANTILLAGAS CON REGULADOR

Modelo: **OA67590**



Descripción

Con este colchón con regulador se disminuyen considerablemente las heridas en el cuerpo del paciente causadas por la presión que se genera en las zonas de apoyo. Lo que hace especial a este modelo de colchón antiescaras es el regulador de presión, con lo que el inflado del colchón se ajustará a las necesidades del usuario.

Contenido

1. Colchón
2. Regulador
3. Dos parches
4. Tubo de pegamento
5. Dos mangueras

Especificaciones de Producto

Dimensiones aprox.	
Alto	6 cm
Ancho	86 cm
Largo	198 cm
Peso aprox.	Kg

Garantía

Contra defecto de fabrica

Aplicaciones

1. Hospitales
2. Uso médico en general
3. Uso domestico

Composición

Elaborado con vinil (100%) poliuretano en color beige.

Sensor que permite asegurar baja presión a las áreas delicadas.

El motor opera con corriente eléctrica para ajustar la presión necesaria

Este sistema suministra al usuario alivio de presión constante e intermitente (función alterna)

Cuenta con extensiones para sujetar debajo de un colchón convencional

Especificaciones de Producto

Dimensiones aprox. Unidad: Caja

Alto	18 cm
Ancho	17 cm
Largo	28 cm
Peso	2.98 Kg



¿Necesita ayuda?

Tel: 81 8340 4668

www.magni-med.com



Prolongación las Torres no. 121
Regio Parque Industrial Sta. Catarina
Santa Catarina, N.L. C.P. 66367