

CONCENTRADOR DE OXÍGENO

Modelo: **OA30C01**



Descripción

El concentrador de oxígeno es un dispositivo que extrae el oxígeno del aire atmosférico. Normalmente será un tamiz molecular alimentado eléctricamente (zeolita artificial) que se utiliza para separar el nitrógeno del aire ambiente. Podría aplicarse ampliamente en los hospitales de todos los niveles, clínicas, centros de salud y enfermería familiar, atención sanitaria para la persona mayor, trabajadores mentales y estudiantes, etc.

Contenido

1. Concentrador de Oxígeno
2. Cable corriente
3. Vaso humidificador
4. Filtro de aire de admisión
5. Dos filtros de aire
6. Filtro secundario



Especificaciones de Producto

Dimensiones aprox.

Alto	51 cm
Ancho	34.8 cm
Largo	28 cm

Vaso humidificador:

Alto	18 cm
Diámetro	6.5 cm

Filtro de aire:

Alto	1 cm
Largo	16.5 cm
Ancho	4 cm

Filtro secundario:

Alto	2.5 cm
Largo	7 cm
Ancho	7 cm
Peso	16 kg

Especificaciones generales	
Tasa de flujo 0-3LPM / 0-5 LPM.	Alcanza hasta 20.000 horas o 5 años.
Interruptor de inicio	Tiempo de ajuste de 10 min a 40 hrs.
Presión de salida: 0.04-0.07 MPA (6-10 PSI).	Alarma de falla de energía y mantenimiento.
Consumo de energía: <300w / <350w.	Alarma de presión alta y baja.
Pantalla LCD	Nivel de sonido <38db
Medidor de corriente	Porcentaje de oxígeno en un rango de 0.5 a 5 litros por minuto mientras que el grado de pureza de 93% (± 3%).
Diseño anti-inflamatorio y anti-envejecimiento.	
Suministra 1 paciente.	
Alarma de baja pureza.	Pantalla LCD: tiempos de conmutación, presión de funcionamiento, tiempo de trabajo actual.
Alarma de baja pureza / alarma de caudal bajo	
Nebulizador (atomización).	Sistema de monitoreo de control remoto (Wifi / Bluetooth).
Oxímetro de pulso.	



Vaso humidificador con capacidad de 350 cc. Liberación de presión 6PSI.



Filtro secundario color verde.



Canula Nasal con diámetro de 2.0 mm.

Composición
Fabricado con materiales de alta calidad, bajo la norma ISO9001.
Vaso humidificador de plástico (100%) transparente con difusor rectangular 360° color negro.
Ruedas de poliuretano para uso en superficies duras o suaves no dejan marcas.

Garantía
1 año

Aplicaciones
1. Hospitales
2. Consultorios
3. Hogares



Pantalla LCD grande e innovadora.

Especificaciones de Producto		Unidad: Caja
Dimensiones aprox.		
Alto	61 cm	
Ancho	42 cm	
Largo	34 cm	
Peso	18 kg	

¿Necesita ayuda?

Tel: 81 8340 4668
 www.magni-med.com
 Prolongación las Torres no. 121
 Regio Parque Industrial Sta. Catarina
 Santa Catarina, N.L. C.P. 66367