

GORRO REDONDO (COFIA)

Modelo: **OA27122**



Descripción

Gorro redondo con elástico ajustable al contorno de la cara, de tela no tejida de polipropileno, desechable, impermeable a la penetración de líquidos y fluidos; antiestática y resistente a la tensión.

Contenido

1. Gorro Redondo

Garantía

Contra defecto de fabrica

Especificaciones de Producto

Dimensiones aprox.

Alto	18 cm
Ancho	24 cm
Talla	Unitalla
Peso	10 gr

Aplicaciones

1. Hospitales
2. Laboratorios
3. Uso médico en general

Composición

1. Tela sms quirúrgica de 35 g/m2 desechable no estéril de polipropileno (100%), color azul.
2. Hilo entorchado delgado de 0,5 mm color blanco.

Especificaciones de Producto

Dimensiones aprox. Unidad: Caja

Alto	35 cm
Ancho	30 cm
Largo	40 cm
Peso	3.6 Kg



¿Necesita ayuda?

Tel: 81 8340 4668

www.magni-med.com



Prolongación las Torres no. 121
Regio Parque Industrial Sta. Catarina
Santa Catarina, N.L. C.P. 66367