

NEBULIZADOR DE COMPRESOR

Modelo: **OA7003**



Descripción

Es un dispositivo médico compacto diseñado para suministrar eficazmente medicamentos prescritos por un médico a través de los conductos bronquiales del pulmón. Con el cuidado y uso adecuados, este dispositivo le proporcionará muchos años de tratamiento seguro. Este producto ha sido desarrollado para el tratamiento de asma, alergias y otros trastornos respiratorios.



Contenido

1. Compresor
2. Nebulizador
3. Tubo de aire
4. Boquilla
5. Filtros 5 piezas
6. Mascarilla para niño
7. Vaso dosificador
8. Manual de instrucciones

Especificaciones de Producto

Dimensiones aprox.

Alto **10.5 cm**

Ancho **16 cm**

Largo **30 cm**

Boquilla:

Alto **8 cm**

Diámetro **3.5 cm**

Vaso dosificador:

Alto **9 cm**

Diámetro **4 cm**

Filtros:

Alto **1 cm**

Diámetro **1.5 cm**

Peso **2.1 kg**

Especificaciones generales	
Adaptador 100V, 60 Hz	Rango de presión de compresor 30 to 36 Psi (210 to 250 KPa/ 2.1 to 2.5 bar)
Especificación eléctrica 0.8A	
Capacidad del recipiente 5ml	Rango de presión de operación 8 to 16 Psi (50 to 100 KPa/ 0.5 to 1.0 bar)
Tamaño de partícula 0.5 to 10 um	
Nivel de sonido 60 dBA	Temperatura de operación 10° C to 40° C (50° F to 104° F) 10 to 95% RH
Velocidad del nebulizador Min 0.2 ml/min	
Dimensiones 11-7/8" x 7-1/8" x 4-1/2"	Temperatura de almacenamiento -20° C to 70° C (-4 °F to 158 °F)



Accesorios que incluye



Mascarillas para niño y adulto

Composición
Armado en estructura de plástico resistente anti corrosión.
Mascarilla fabricada en Policloruro de Vinilo (PVC) grado médico (talla a elección: Adulto o Pediátrico).
Manguera de oxígeno en Policloruro de Vinilo (PVC) grado médico (2.10 m) con conectores Universal y también Estándar.

Garantía
3 meses (contra defecto de fabrica)

Aplicaciones
1. Hospitales
2. Consultorios
3. Hogares

Especificaciones de Producto		Unidad: Caja
Dimensiones aprox.		
Alto	32 cm	
Ancho	22 cm	
Largo	14 cm	
Peso	2.5 kg	

¿Necesita ayuda?

Tel: 81 8340 4668
www.magni-med.com

Prolongación las Torres no. 121
Regio Parque Industrial Sta. Catarina
Santa Catarina, N.L. C.P. 66367