

OVEROL SMS

Modelo: **OA27105**



Descripción

Overol impermeable a la penetración de líquidos y fluidos, antirreflejante, no transparente, resistente a la tensión, desgarre, perforación y abrasión, respuesta ante emergencias con sustancias peligrosas.

Contenido

1. Overol

Especificaciones de Producto

Dimensiones aprox.

Tallas	Alto	Ancho	Manga	Peso
Talla M	170 cm	60 cm	51 cm	50 gr
Talla G	175 cm	63 cm	53.5 cm	
Talla XL	186 cm	66 cm	57 cm	
Talla XXL	194 cm	72 cm	59.5 cm	

Composición

1. Overol de tela sms 35 gr de polipropileno (100%), color blanco.
2. Con costuras cubiertas con una tira de material resistente a productos químicos, selladas térmicamente con sistema de cierre frontal.
3. Capucha con elástico polipropileno (50%) y látex (50%) alrededor de la cara y mangas.

Garantía

Contra defecto de fabrica

Aplicaciones

1. Hospitales
2. Laboratorios
3. Uso médico en general

Especificaciones de Producto

Dimensiones aprox.

Unidad: Caja

Alto	35 cm
Ancho	30 cm
Largo	40 cm
Peso	3.25 Kg



¿Necesita ayuda?

Tel: 81 8340 4668

www.magni-med.com



Prolongación las Torres no. 121
Regio Parque Industrial Sta. Catarina
Santa Catarina, N.L. C.P. 66367