

TANQUE DE OXÍGENO

Modelo: **OA5603**



Descripción

Tanque de oxígeno con regulador, está construido con un cuerpo de aluminio y un núcleo de latón, dando al paciente lo último en portabilidad y seguridad, flujo de 0 a 15 litros, carro para tanque de oxígeno construido en durable acero de alta resistencia, ruedas grandes que facilitan el manejo ya que cuenta con mango de buen amarre.



Especificaciones de Producto

Dimensiones aprox.

Alto	66.5 cm
Diámetro	111.3 cm
Canula nasal	
Largo	200 cm
Carrito de transporte	
Alto	min 98 cm- max 109 cm
Ancho	28.5 cm
Profundidad	26.5 cm
Vaso humidificador	
Alto	15 cm
Ancho	6 cm
Peso	4.25 kg

Contenido

1. Regulador de flujo
2. Carrito de transporte
3. Canula nasal
4. Vaso humidificador

Especificaciones generales

- Oxígeno: 682 litros
- Presión de trabajo: 2015 PSI 139 BAR
- Capacidad de agua: 4.6 litros/ 10.2 pulgadas cúbicas



Vaso humidificador con capacidad de 350 cc.



Canula Nasal con diámetro de 2.0 mm.



Carrito con altura ajustable y dos ruedas de alta calidad.



Regulador con medidor de presión.

Composición

Fabricado en aleación de aluminio 6061-T6 de alta resistencia

Vaso humidificador de plástico (100%) transparente con difusor rectangular 360° color plata y verde.

Carrito con estructura de acero (100%) acabado marmoleado, puño de plástico y ruedas de plástico (100%).

Canula nasal fabricado de material siliconizado suave color verde.

Tabla de rendimiento de Oxígeno en horas

Capacidad	0,5 lt/min	1 lt/min	2 lt/min	3 lt/min	4 lt/min	5 lt/min	6 lt/min	8 lt/min	10 lt/min	12 lt/min	15 lt/min
682 lts	22.40 hrs	11.20 hrs	5.40 hrs	3.50 hrs	2.50 hrs	2.20 hrs	1.50 hrs	1.25 hrs	1.10 hrs	57 mins	45 mins

Garantía

1 año (No incluye la recarga de oxígeno del tanque).

Especificaciones de Producto

Dimensiones aprox.		Unidad: Caja
Alto	77 cm	
Ancho	13.5 cm	
Largo	13.5 cm	
Peso	4.65 kg	

Aplicaciones

1. Hospitales
2. Consultorios
3. Hogares

¿Necesita ayuda?

Tel: 81 8340 4668

www.magni-med.com



Prolongación las Torres no. 121
Regio Parque Industrial Sta. Catarina
Santa Catarina, N.L. C.P. 66367